



# Стул-седло Bambach®



DAS ORIGINAL



Не бойся быть отличным -  
Bambach®



# СОДЕРЖАНИЕ

История Bambach®	4
Оптимальная эргономика	7
Bambach® - классическое седло	8
Bambach® - срезанное седло	10
Bambach® - маленькое седло	11
Bambach® - большое седло	12
Bambach® - седло в операционные	13
Палитра цветов	15
Дополнительная комплектация	16
Запасные части	18
Bambach® - седло для особых запросов	19

# История оригинального стула-седла Bambach®



Управляющий партнер  
Зайферт Ольга

Австралийский эрготерапевт Мэри Гейл с детства занималась верховой ездой и уже будучи опытным физиотерапевтом, она воплотила в жизнь свою главную идею, которой была одержима все годы своей профессиональной деятельности. Мэри занялась изучением распространённого в её профессиональной практике феномена: все особенные пациенты, которые не могут самостоятельно сидеть на обычном стуле или в кресле, могут сидеть в лошадином седле без поддержки и сторонней помощи. Многолетние исследования лишь подтвердили ее догадки, что именно в лошадином седле позвоночник находится в своей естественной форме, а это S-образная форма, которая, будучи в естественном анатомическом балансе, удерживает спину, даже вопреки патологиям.

Полученные в ходе исследований результаты, привели к созданию конструкции стула Bambach® - уникального оригинала, полностью повторяющего изгиб конструкции классического лошадиного седла. С 1988 года мы регулярно работаем над улучшением, совершенствуя конструкцию и модельный ряд. Большое количество клинических исследований, доказали эффективность и максимальный комфорт при работе на стуле-седле Bambach®.

Кроме того, Bambach® единственный стул-седло, **признанный AGR** – независимая профильная ассоциация, которая тестирует и дает одобрение сидений премиального автопрома, так, например, практически весь модельный ряд начиная от класса Е и модели 5 известных двух марок немецкого автомобилестроения имеют такой же знак одобрения, так как отвечают высоким стандартам.

Но Bambach® - это не только вклад в свое здоровье - это удобство! Высокая продуктивность и производительность! Это комфорт и свобода! Это то самое ощущение «быть на коне»!

Запишитесь на тест-драйв, чтобы почувствовать разницу!







Инвестируйте  
в своё здоровье  
осознанно

## Идеальная эргономика

в седле Bambach®

При идеальном положении сидя голова расположена ровно и прямо над спиной, локти расположены под углом в 90°, бедра немного выше колен (не на одной линии), обе ноги твердо и на всю стопу упираются в пол. Дополнительно, нижний отрезок спины поддерживает специальный изгиб, не давая прогнуться в коромысло.

Любой, кто посидит какое-то время в эргономически правильном положении уже через несколько дней обратит внимание, что привычная боль в области шеи и плечевого пояса станет значительно меньше, а то и вовсе исчезнет. Такая ровная осанка не только положительно влияет на здоровье, но и заметно повышает качество жизни и производительность труда.

Кресло Bambach® отвечает всем требованиям к правильной эргономичной осанке. При сидении сохраняется естественное положение позвоночника, особенно в области таза, тем самым уменьшая давление на межпозвоночные диски.

Кресло Bambach® - единственное сиденье, которое эргономически правильно поддерживает таз благодаря запатентованной форме изгиба седла.



## Стандартное кресло-седло Bambach®

Эрготерапевтический стул - лучший в своём сегменте!

- ✓ Классическая форма седла
- ✓ Наклон посадки регулируется для оптимальной эргономики и удобства во время работы.
- ✓ Максимальный комфорт без привычной нагрузки на плечевой пояс

**Классическое сиденье Bambach®**  
поддерживает тазобедренный сустав в естественном расслабленном положении и благодаря запатентованному изгибу седла, снимает гипернагрузку с нижнего отдела позвоночника и плечевого пояса.

Только эта форма обеспечивает правильное положение всего позвоночника в форме S.

Весь модельный ряд Bambach® можно дополнить такими комплектующими, как спинка, подлокотники, ножное управление и другое оборудование для удовлетворения всех запросов.

## Классическое кресло-седло Bambach®



**Комплектация подбирается с учётом  
роста пользователя**

Размер	S	M	L
Рост	до 1,60 м	до 1,90 м	от 1,90 м

Обратите внимание на выбор размеров при заказе

	Без спинки	Со спинкой
<b>Кожа «Премиум»</b>		
Чёрный	B202051	B302051
Тёмно-серый	B202052	B302052
Серый	B202053	B302053
Синий атлантик	B202054	B302054
<b>Винил</b>		
Чёрный	B201001	B301001
Морской	B201002	B301002
Серый	B201003	B301003
Синий насыщенный	B201004	B301004

Полная цветовая палитра доступна на стр. 15



**Стул-седло Bambach®** позволяет гибко  
регулировать высоту и **угол наклона**  
сиденья для максимально комфортной  
работы.



Также как и классическое кресло Bambach®, **стул Bambach® с усечённым сиденьем** помогает поддерживать здоровую осанку в положении сидя и предлагает пользователю те же функции, что и классический стул : естественное эргономичное положение таза и поддержание позвоночника в правильной S образной форме.

Отличие этой модели в том, что изгиб самого седла имеет более узкую форму, что для людей с узким тазом будет создавать дополнительный комфорт за счёт плотного расположения коленей и меньшего угла отведения бедра.

## Усечённое кресло-седло Bambach®

- ✓ Зауженная, V-образная передняя часть седла
- ✓ Комфортное удобное кресло для миниатюрных людей
- ✓ Создаёт максимальный комфорт при длительном положении сидя без лишней нагрузки на плечевой пояс



Цвет	Артикул
Усечённое седло Кожа "Премиум" чёрный	B204051
Усечённое седло Винил, цвет: чёрный	B203001

Полная цветовая палитра доступна на стр.15

## Маленькое кресло-седло Bambach®

- ✓ Самая маленькая форма седла для миниатюрных людей небольшого роста и для детей
- ✓ Поддерживает правильное положение осанки формой S благодаря запатентованному изгибу
- ✓ Максимальный комфорт без привычной нагрузки на плечевой пояс



	Цвет	Артикул
Маленькое седло	Кожа "Премиум" чёрный	B205051
Маленькое седло	Винил, цвет: чёрный	B205001

Полная цветовая палитра доступна на стр.15



**Маленькое кресло-седло Bambach®**  
благодаря запатентованному изгибу  
снимает повышенную нагрузку с нижнего  
отдела позвоночника и плечевого пояса,  
сохраняя при этом правильную форму  
осанки формы S.

Эта модель стула отличается от классиче-  
ской размером седла, которое на 10%  
меньше классики.

Благодаря этому условия посадки для  
миниатюрных людей становятся более  
комфортными. Также можно дозаказать  
дополнительно оборудование для детей.



**Большое кресло - седло  
Bambach®** отличается от классики  
большим размером седла - на 20%.

Именно поэтому он так хорошо  
подходит для крупных людей,  
создавая комфорт и обеспечивая  
оптимальную поддержку  
позвоночника в правильной S  
образной форме.

## Большое кресло-седло Bambach®

- ✓ Самая большая форма седла в линейке Bambach®
- ✓ Обеспечит комфортное длительное пребывание в кресле для тучных людей
- ✓ Запатентованный изгиб поддерживает осанку в правильном S положении и уменьшает нагрузку на плечевой пояс



	Цвет	Артикул
Большое седло	Кожа "Премиум" чёрный	B207051
Большое седло	Винил, цвет: чёрный	B207001

Полная цветовая палитра доступна на стр.15

## Специальное кресло - седло для операционной

- Особая форма седла
- Обеспечивает здоровое и удобное положение тела, а также правильную форму осанки для длительного нахождения без возможности движения
- Максимальный комфорт без нагрузки на плечевой пояс
- Фурнитура из 100% нержавеющей стали с антикаррозийной обработкой
- Материал сиденья - монолит, который позволяет обработку и полную дезинфекцию



Седло для операционной

**Кресло-седло для операционной Bambach®** отвечает высоким стандартам, что особенно важно для работы в стерильных условиях операционных.

Сиденье сделано из полиэтилена и может быть подвержено полной дезинфекции. Ножное кольцо управления для регулировки высоты стула расположено на уровне стоп и позволяет регулировать высоту стула без помощи рук, что критически важно во время операции.

Также эту модель можно дополнить специальным хирургическим подлокотником для работы с микроскопом при максимальном комфорте.

	Цвет	Артикул
Седло для операционной	чёрный	460 100



ШИРОКАЯ ПАЛИТРА  
ЦВЕТОВ ПОД ЛЮБОЙ  
ИНТЕРЬЕР И НАСТРОЕНИЕ



# Цветовая палитра Bambach®

Выберите свой цвет

## Натуральная кожа премиум класса



Белый веллум  
#059



Кремовый  
#058



Серый  
#053



Зелёный лайм  
#062




Жёлтый песок  
#064



Оранжевый  
#063



Алый  
#057




Ярко-розовый  
#066



Бирюзовый  
#067



Зелёный  
#061



Тёмно-зелёный  
#060



Баклажан  
#065




Цвет загара  
#056




Синий мерлин  
#055



Синий атлантик  
#054



Карбон  
#052



Чёрный  
#051

## Винил (мягкий, устойчивый к истиранию)



Белый  
#012



Миндаль  
#011



Серебристый  
#008



Розовый  
#014



Солнечный цвет  
#009



Коралловый  
#010



Цвет камня  
#006



Серый  
#003



Балтика  
#002



Баклажан  
#013



Тёмно-синий  
#004



Тёмно-зелёный  
#007



Чёрный  
#001

## Премиум подлокотник Bambach® кожа/винил

**Подлокотник Bambach®** разработан специально для облегчения условий работы при длительном нахождении в операционной. Имея возможность опереться на подлокотник, мышцы плечевого пояса расслабляются, напряжение в шее становится меньше. Доступны 2 модификации:

- Подлокотник короткий (Длина 30 см)
- Подлокотник длинный (Длина 55 см)

- ✓ Можно выбрать, как кожу, так и винил
- ✓ Хромированный кронштейн крепится к ножке и регулируется по высоте
- ✓ Подлокотник вращается вокруг оси на 360 градусов и фиксируется в желаемом положении с помощью крепежного болта



## Подлокотник для работы с микроскопом

Практичный подлокотник с тремя подвижными осями для длительных процедур


- ✓ Регулируется по ширине и длине остается в динамике
- ✓ Регулируется по высоте и фиксируется
- ✓ Снимает нагрузку с плечевого пояса



Двойной подлокотник

## Классический подлокотник (винил)

- ✓ Конструкция из бесшовного винила позволяет легко очищать подлокотник
- ✓ Благодаря хромированному кронштейну можно поворачивать в разные стороны
- ✓ Можно регулировать подлокотник по высоте и поворачивать на 360 градусов вокруг своей оси, фиксируя положение с помощью специального замка



Оптимизированный по цене вариант доступен только в цвете "Чёрный винил"

Артикул
Подлокотник длинный, кожа «Премиум», чёрный (55 см)
Подлокотник короткий, кожа «Премиум», чёрный (30 см)
Подлокотник для микроскопа
Умный подлокотник, длинный, чёрный

Полная цветовая палитра доступна на стр.15

## Кольцевая опора для ног Bambach®

Разработана специально для улучшения условий работы и используется в качестве удобной подставки для ног.

- ✓ Подножка позволяет сидеть и работать на высоте выше обычной



## Ножная регулировка высоты для любой модели Bambach®

Ножное управление высоты освобождает руки, что крайне важно в работе врача-хирурга, и других специалистов.

Поставляется в 3-х диаметрах:

- Ножное управление S
- Ножное управление M
- Ножное управление L

- ✓ Регулировка высоты сиденья без рук
- ✓ Быстрое и гибкое изменение положения тела
- ✓ Идеально подходит для проведения операций в условиях стерильности



Артикул	
Кольцевая опора	BBAS-1020
Ножной регулятор S	BSTE-2013
Ножной регулятор M	BSTE-2014
Ножной регулятор L	BSTE-2015

## Газлифт Bambach®

**Газлифт** подбирается согласно росту пользователя и доступен в 3 вариантах:

- Газлифт S < 1,60 м
- Газлифт M < 1,90 м
- Газлифт L > 1,90 м



## Крестовина Bambach®

В основании седла Bambach® лежит крестовина из полированного алюминия, которая доступна в двух размерах:

- Крестовина S Ø 46 см
- Крестовина M Ø 54 см



## Ролики Bambach®

**Ролики Bambach®** доступны в 5 вариациях:

- Ролик мягкий (для твёрдой поверхности)
- Ролик жёсткий (для мягких поверхностей)
- Ролик с блокировкой без нагрузки
- Ролик с блокировкой хода под нагрузкой
- Ролик размера XL



## Эргоспинка Bambach®

- ✓ Оптимально поддерживает положение спины
- ✓ Регулируется по высоте
- ✓ Компактный дизайн для лучшей мобильности и свободного передвижения
- ✓ Материал - винил позволяет обрабатывать поверхность предназначенными средствами



Модель доступна только в чёрном виниле

Артикул
Газлифты шток S < 1,60 м
BSTE-2006
Газлифты шток M < 1,90 м
BSTE-2007
Газлифты шток L > 1,90 м
BSTE-2008
Крестовина S Ø 46 см
BBAS-1013
Крестовина M Ø 54 см
BBAS-1014
Ролик мягкий (для твёрдой поверхности)
BCAS-1105
Ролик твёрдый (для мягких поверхностей)
BCAS-1101
Ролик с блокировкой хода без нагрузки
BCAS-1102
Ролик с блокировкой хода под нагрузкой
BCAS-1103
Ролик размера XL
BCAS-1107
Умная спинка
BBKR-1001

## Кресло для особых запросов Bambach®

Разработан специально для людей с ограниченными возможностями

- ✓ Помогает сохранять правильное положение тела в течение длительного времени



Регулируемая по высоте подножка



Нагрудный ремень



**Кресло-седло Bambach®** было разработано для людей с ограниченными возможностями, например, при параличе (ДЦП). Также стул идеально подходит, когда необходимо оставить человека в устойчивом и безопасном положении одного на какое-то время.

Ножной регулятор находится на удобном уровне и легко регулирует высоту. Вместе с креслом идёт нагрудный ремень, который в сочетании с ремнём безопасности фиксирует тело в устойчивом положении и создаёт дополнительный комфорт.

Специальное седло Bambach® разработано с учётом ваших индивидуальных потребностей. Комплектация этого кресла предлагает широкий спектр дополнительных возможностей: газлифты низкого давления, разные типы ремней безопасности, подножки, блокирование регулировки высоты и многое другое, что делает его использование комфортным и безопасным.



✓ Физиотерапия



✓ Ветеринарная практика



✓ Домашний офис



Отличный стул для тех -  
кто "НА КОНЕ"

✓ Промышленная практика

✓ Больница

✓ Тату салон

